















Объяснение СИМВОЛОВ

Символ	Название/описание символа	Источник символа ^[1] / справочный номер
	Производитель	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе/Европейском Союзе	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Дата изготовления	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Срок годности	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Код партии	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Номер по каталогу	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Серийный номер	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Импортер	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Дистрибьютор	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Хрупкое, обращаться с осторожностью	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Беречь от солнца	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Беречь от сырости	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Температурные ограничения	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	Не используйте повто	ISO 15223 – 1 / 5.4.2



	Обратитесь к инструкциям по применению или электронным инструкциям по применению	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Осторожно	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Содержит наноматериалы	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Медицинское устройство	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Уникальный идентификатор устройства	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Штрих-код медико-фармацевтической промышленности	(Health Industry Business Communications Council) Совет по деловым коммуникациям медико-фармацевтической промышленности
	Маркировка CE служит заявлением производителя о том, что продукт соответствует требованиям применимого законодательства стран ЕС. Где применимо: за этим символом следует идентификационный номер нотифицируемого органа.	MDR (EU) 2017/745
	Для указания о необходимом отдельном сборе отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).	Директива 2012/19/EU
Rx ONLY	Федеральный закон США разрешает продажу этого устройства только профессиональным стоматологам или по их заказу.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Стерилизуется в паровом стерилизаторе (автоклаве) при указанной температуре	ISO 21531 / 20
	Этой стороной вверх	ISO 780 / 13
	Ограничение штабелирования по массе	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

