


























Explicación de los símbolos

Símbolo	Símbolo/descripción	Fuente del símbolo ^[1] / número de referencia
	Fabricante	ISO 15223 – 1 / 5.1.1
	Representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión Europea	ISO 15223 – 1 / 5.1.2
	Fecha de fabricación	ISO 15223 – 1 / 5.1.3
	Fecha de caducidad	ISO 15223 – 1 / 5.1.4
	Código de lote	ISO 15223 – 1 / 5.1.5
	Número de catálogo	ISO 15223 – 1 / 5.1.6
	Número de serie	ISO 15223 – 1 / 5.1.7
	Importador	ISO 15223-1 / 5.1.8
	Distribuidor	ISO 15223 - 1 / 5.1.9
	Frágil, manipular con cuidado	ISO 15223 – 1 / 5.3.1
	Proteger de la luz solar	ISO 15223 – 1 / 5.3.2
	Mantener seco	ISO 15223 – 1 / 5.3.4
	Límite de temperatura	ISO 15223 – 1 / 5.3.7
	No reutilizar	ISO 15223 – 1 / 5.4.2

	Consultar las instrucciones de uso o consultar las instrucciones de uso electrónicas	ISO 15223 – 1 / 5.4.3
	Atención	ISO 15223 – 1 / 5.4.4
	Contiene nanomateriales	ISO 15223 – 1 / 5.4.11
	Dispositivo médico	ISO 15223 – 1 / 5.7.7
	Identificador único del dispositivo	ISO 15223 – 1 / 5.7.10
	Código de barras del sector sanitario	Health Industry Business Communications Council (Consejo de Comunicación Empresarial del Sector Sanitario)
	El marcado CE es la declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de la legislación comunitaria aplicable. Dado el caso: después de este símbolo debe aparecer el número de identificación del organismo notificado.	MDR (EU) 2017/745
	Para indicar que es necesaria la recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).	Directiva 2012/19/EU
Rx ONLY	Según la legislación federal, este producto solo puede ser vendido por un profesional dental o por orden del mismo.	21 CFR 801.109(b) (1)
	Esterilizable en un esterilizador de vapor (autoclave) a la temperatura especificada	ISO 21531 / 20
	Este lado arriba	ISO 780 / 13
	Límite de apilamiento por masa	ISO 780 / 15

[1]

- ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements
- ISO 21531 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments
- ISO 780 Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages

CE 0123



Manufacturer:
CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8
8152 Glattpark (Opfikon) / Switzerland
www.candulor.com