

DISEÑO DENTAL
MADE BY
CANDULOR


CANDULOR.

Diseñamos dientes desde 1936.

Líneas de dientes y materiales para las prótesis totales, las prótesis parciales e híbridas y las prótesis con implantes.

Pocket Portfolio

El Pocket Portfolio de CANDULOR le ofrece una visión general compacta y sencilla de nuestras líneas de dientes y sus particularidades.




PHYSIOSTAR NFC+

La estrella



⚗ Material	NanoFilledComposite+
⚙ Propiedad	Diseño natural
📅 Disponible desde	2012
🌀 Creación de	Jan Langner

PHYSIOSTAR NFC+



Breve descripción

Este diente protésico de composite es “la estrella” de la gama de productos CANDULOR cuando lo que se busca es un máximo en estética y funcionalidad. El material NFC+ destaca por su extraordinaria resistencia a la abrasión, que supera claramente a la de todos los materiales dentales utilizados hasta ahora por Candulor.

Colores

Colores CANDULOR: 12

Colores A-D: 16

Colores Bleach: 2

Número de estratificaciones

4

Número de formas

15 formas para el maxilar superior

5 formas para la mandíbula

Dientes posteriores adecuados

CONDYLOFORM II NFC+

BONARTIC II NFC+

PHYSIOSELECT TCR

El multitalento



🧪 Material	TwinCrossedResin
🌀 Propiedad	Diseño juvenil
📅 Disponible desde	2019
🌀 Creación de	Damiano Frigerio

PHYSIOSELECT TCR



Breve descripción

A partir de las formas dentales acreditadas se desarrolló el diseño fresco y juvenil de PHYSIOSELECT TCR. Los dientes diseñados en Suiza se componen del material de confianza de 3.ª generación TwinCrossedResin.

Colores

Colores A-D: 16

Colores Bleach: 2

Número de estratificaciones

4

Número de formas

18 formas para el maxilar superior

4 formas para la mandíbula

Dientes posteriores adecuados

BONSELECT TCR

BONARTIC TCR

PHYSIOSET TCR

El acreditado



🧪	Material	TwinCrossedResin
🔗	Propiedad	Diseño acorde a la edad
📅	Disponible desde	1999
🌀	Creación de	Candulor

PHYSIOSET TCR



Breve descripción

Esta línea de dientes se caracteriza por la variedad de formas dentales de tipo específico y por un relieve de superficie acorde a cada edad. El material TCR doblemente reticulado tiene buenas propiedades y buena resistencia.

Colores

Colores CANDULOR: 9

Colores A-D: 16

Colores Bleach: 2

Número de estratificaciones

3

Número de formas

22 formas para el maxilar superior

8 formas para la mandíbula

Dientes posteriores adecuados

CONDYLOFORM II NFC+

BONARTIC TCR

PREFERENCE ACRYLIC

El clásico



🧪 Material	Acrylic
🔗 Propiedad	Fácil de usar y versátil
📅 Disponible desde	2004
🌀 Creación de	Candulor

PREFERENCE ACRYLIC



Breve descripción

El clásico que enamora. La línea de dientes PREFERENCE es una combinación entre estética y facilidad de uso. Los dientes protésicos se han elegido de tal modo que pueden utilizarse de forma universal en prótesis parciales, prótesis totales y prótesis combinadas.

Colores

Colores A-D: 16

Colores Bleach: 2

Número de estratificaciones

3

Número de formas

15 formas para el maxilar superior




5 formas para la mandíbula

Dientes posteriores adecuados

Dientes posteriores
PREFERENCE

TCR MONO + MULTI



 Material	TwinCrossedResin
 Propiedad	El material dental acreditado TCR ahora también como pieza en bruto
 Disponible desde	2023

TCR MONO + MULTI



Breve descripción

TCR Mono y TCR Multi son dos discos de color dental fabricados con el material de 3.^a generación acreditado TwinCrossedResin (TCR). Los discos pueden utilizarse para la fabricación de dientes unitarios y segmentos de dientes. En combinación con las líneas de dientes PHYSIOSELECT TCR y PHYSIOSET TCR pueden hacerse trabajos híbridos, una mezcla analógica y digital, a partir de una misma familia de materiales.

TCR Mono¹

Monocromático

Colores

A1, A2, A3, A3,5, B1, B3,
C2, D2, BL3

Tamaño

98,5 – 20 mm

TCR Multi¹

Multicolor

Colores

A1, A2, A3, A3,5, B1, B3,
C2, D2, BL3

Tamaño

98,5 – 20 mm

¹ Actualmente solo disponible en Norteamérica.

¿Quiere probarlos?
Será un placer
asesorarlo.

Candulor Dental GmbH

Am Riederngraben 6

D-78239 Rielasingen-Worblingen

T +49 (0) 7731 79783-0

F +49 (0) 7731 28917

E info@candulor.de

W candulor.com



CANDULOR. HIGH END ONLY.