

**GEBITSELEMENT**  
**DESIGN** MADE  
BY CANDULOR


# CANDULOR.

Wij ontwerpen  
gebitselementen  
sinds 1936.

Reeksen gebitselementen  
en materialen voor volledige  
protheses, gedeeltelijke en  
hybride protheses en implan-  
taatgedragen protheses.

## Pocket Portfolio

De CANDULOR Pocket Portfolio biedt u een  
compact en eenvoudig overzicht over onze  
reeksen gebitselementen en hun bijzonderheden.




# PHYSIOSTAR NFC+

De ster



🧪	<b>Materiaal</b>	NanoFilledComposite+
🌀	<b>Eigenschap</b>	Natuurgetrouw ontwerp
📅	<b>Verkrijgbaar sinds</b>	2012
👤	<b>Ontworpen door</b>	Jan Langner

# PHYSIOSTAR NFC+



## Korte omschrijving

Het prothese-element van composiet is de 'ster' in het assortiment van CANDULOR als het gaat om maximale esthetiek en functie. Het NFC+-materiaal kenmerkt zich door de zeer goede abrasieresistentie, die duidelijk hoger ligt dan bij alle tot nu door Candulor gebruikte materialen voor prothese-elementen.

## Kleurtinten

CANDULOR-kleurtinten: 12

A-D-kleurtinten: 16

Bleach-kleurtinten: 2

## Aantal lagen

4

## Aantal vormen

15 vormen voor de bovenkaak

5 vormen voor de onderkaak

## Passende laterale elementen

CONDYLOFORM II NFC+

BONARTIC II NFC+

# PHYSIOSELECT TCR

De allrounder



🧪	<b>Materiaal</b>	TwinCrossedResin
🌀	<b>Eigenschap</b>	Jeugdig ontwerp
📅	<b>Verkrijgbaar sinds</b>	2019
🌀	<b>Ontworpen door</b>	Damiano Frigerio

# PHYSIOSELECT TCR



## Korte omschrijving

Het frisse, jeugdige design van PHYSIOSELECT TCR ontstond uit de oorsprongen van enkele beproefde elementvormen. De gebitselementen zijn ontworpen in Zwitserland en bestaan uit een betrouwbaar TwinCrossedResin-materiaal van de derde generatie.

## Kleurtinten

A-D-kleurtinten: 16  
Bleach-kleurtinten: 2

## Aantal lagen

4

## Aantal vormen

18 vormen voor de bovenkaak  
4 vormen voor de onderkaak

## Passende laterale elementen

BONSELECT TCR  
BONARTIC TCR

# PHYSIOSET TCR

De beproefde



⚗	<b>Materiaal</b>	TwinCrossedResin
⚙	<b>Eigenschap</b>	Leeftijdconform ontwerp
📅	<b>Verkrijgbaar sinds</b>	1999
✂	<b>Ontworpen door</b>	Candulor

# PHYSIOSET TCR



## **Korte omschrijving**

Een grote verscheidenheid aan typerende prothese-elementen en een leeftijdsconform vormgegeven reliëf van het oppervlak zijn kenmerkend voor deze reeks. Het dubbel vernette materiaal TCR heeft goede materiaal- en bestendigeideigenschappen.

## **Kleurtinten**

CANDULOR-kleurtinten: 9

A-D-kleurtinten: 16

Bleach-kleurtinten: 2

## **Aantal lagen**

3

## **Aantal vormen**

22 vormen voor de bovenkaak

8 vormen voor de onderkaak

## **Passende laterale elementen**

CONDYLOFORM II NFC+

BONARTIC TCR



# PREFERENCE ACRYLIC

De klassieker



🧪	<b>Materiaal</b>	Acrylic
🔗	<b>Eigenschap</b>	Gebruikersvriendelijk en veelzijdig toepasbaar
📅	<b>Verkrijgbaar sinds</b>	2004
🔗	<b>Ontworpen door</b>	Candolor

# PREFERENCE ACRYLIC



## Korte omschrijving

De opvallende klassieker. De tandenreeks PREFERENCE is een combinatie van esthetiek en gebruikersvriendelijkheid. De prothese-elementen zijn zo gekozen dat ze universeel bruikbaar zijn voor gedeeltelijke, volledige en combinatieprothesen.

## Kleurtinten

A-D-kleurtinten: 16  
Bleach-kleurtinten: 2

## Aantal lagen

3

## Aantal vormen

15 vormen voor de bovenkaak  
5 vormen voor de onderkaak

## Passende laterale elementen

Laterale elementen  
PREFERENCE

# TCR MONO + MULTI



🧪 <b>Materiaal</b>	TwinCrossedResin
🔍 <b>Eigenschap</b>	Het beproefde TCR-materiaal voor gebitselementen, nu ook als blank
📅 <b>Verkrijgbaar sinds</b>	2023

# TCR MONO + MULTI



## Korte omschrijving

TCR Mono en TCR Multi zijn twee tandkleurige blanks, gemaakt van het beproefde materiaal TwinCrossedResin (TCR) van de derde generatie. De blanks kunnen worden gebruikt voor het maken van losse gebitselementen en gebitssegmenten. Samen met de reeksen gebitselementen PHYSIOSELECT TCR en PHYSIOSET TCR kunnen hybride werkstukken – een mengeling van analogoog en digitaal – worden gemaakt uit één materiaalfamilie.

### TCR Mono<sup>1</sup>

Monochroom

### Kleur tinten

A1, A2, A3, A3,5, B1, B3,  
C2, D2, BL3

### Maat

98,5 – 20 mm

### TCR Multi<sup>1</sup>

Meerkleurig

### Kleur tinten

A1, A2, A3, A3,5, B1, B3,  
C2, D2, BL3

### Maat

98,5 – 20 mm

<sup>1</sup>Op dit moment alleen verkrijgbaar in Noord-Amerika.

Een keer proberen?  
Wij geven u graag advies.

**BE** +32 (0)2 709 26 910

**NL** +31 (0)40 798 6120

**E** [info.benelux@candulor.com](mailto:info.benelux@candulor.com)

**W** [candulor.com](http://candulor.com)



**CANDULOR. HIGH END ONLY.**