



CATALOGUE DE PRODUITS

International | Français

Édition 2024

Tous droits reserves. Les logos et designations de produits sont des marques de commerce et/ou des marques deposes de leur proprietaire ou fabricant respectif. Des modifications peuvent etre apportees, meme sans preavis. La reproduction, la reutilisation et l'integration, en particulier dans les medias numeriques, ne sont pas autorisees sans autorisation ecrite.

Remarques

- > Les schemas et les donnees ne representent aucune garantie de proprietes.
- > Certaines illustrations peuvent differer de l'original.
- > Tous nos produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour en savoir plus sur la disponibilite dans votre pays, veuillez contacter CANDULOR AG.

Valable a partir de janvier 2024.



CANDULOR – HIGH END ONLY

Depuis plus de 80 ans, nous sommes garants de la prothèse dentaire haut de gamme et proposons un système complet pour la réalisation de prothèses partielles, totales, hybrides et implantoportées : des lignes de dents aux résines pour prothèses en passant par les matériaux auxiliaires et instruments techniques d'enregistrement et d'articulation.

Le siège social de CANDULOR accueille les activités de développement des produits et de la marque ainsi que notre centre de formation Swiss School of Prosthetics (SSOP). Notre site allemand assure la distribution vers le monde entier et entretient des liens étroits avec nos clients et partenaires.

Avec ses quelques 65 collaborateurs, l'entreprise intervient dans les différentes régions directement ou par le biais de partenaires internationaux de distribution. Nous avons pour ambition de garantir des solutions prothétiques optimales et un succès thérapeutique à forte valeur ajoutée avec des produits de qualité et l'enseignement pertinent de la SSOP.

CONTENU.

LIGNES DE DENTS

COMPOSITES

Dents PhysioStar® NFC+	10
Carte de formes vivantes PhysioStar® NFC+	11
Teintier PhysioStar® NFC+	12
Tableau d'articulation et formes de dents PhysioStar® NFC+	12

RÉSINE

Dents PhysioSelect® TCR	14
Carte de formes vivantes PhysioSelect® TCR	15
Teintier PhysioSelect® TCR	15
Tableau d'articulation et formes de dents PhysioSelect® TCR	16
Dents PhysioSet® TCR	18
Carte de formes vivantes PhysioSet® TCR	19
Teintier PhysioSet® TCR	19
Tableau d'articulation et formes de dents PhysioSet® TCR	20
Dents PREFERENCE®	24
Carte de formes vivantes PREFERENCE®	25
Teintier PREFERENCE®	25
Tableau d'articulation et formes de dents PREFERENCE®	26

ARMOIRES À DENTS

Armoire à dents Plexiglas	28
Armoire à dents C-Box	28
Armoire à dents	29

RÉSINES POUR PROTHÈSES

XPLEX polymérisable à chaud et à froid	32
AESTHETIC BLUE polymérisable à froid	34
AESTHETIC RED polymérisable à chaud	35
AUTOPLAST polymérisable à froid	36
BASEPLAST polymérisable à chaud	37
AESTHETIC Color Set Easy Mini	38
AESTHETIC Color Set Easy	39
Fibrilles	39
AESTHETIC Intensive Colors	40
AESTHETIC Intensive Colors Opaque	40
AESTHETIC LT Modelling Monomer	41

MATÉRIAUX AUXILIAIRES

KMG Paste	44
KMG Liquid	44
C-PLAST	45
AESTHETIC Wax	46
AESTHETIC Color Wax	46
ISO-K	47

INSTRUMENTS

Technical Instrument Set	50
Compas à profil	51
Papillomètre	51
Rim Former	51
Set fourchette occlusale	52
Ruban artikont	52
Pied à coulisse	52
Instrument de modelage	52
Instrument à piqueter	52
Alamètre	53
Plaque de mélange en céramique	53

APPAREILS

Articulateur CA 3.0	54
Articulateur CA 3.0 LARGE	55
Static Pointer	57
POLYMASTER	58
Moufle JST	59

ENREGISTREMENT

CRS Set 10	62
CRS Set 15	62
CRS Set 20	63
CANDULOR Marker	63

PRODUITS POUR PATIENT

Brosse pour prothèses	64
-----------------------------	----

SWISS SCHOOL OF PROSTHETICS

Informations SSOP	68
Notes	70

LIGNES DE DENTS. CONÇU POUR ENTHOUSIASMER.

Les lignes de dents de CANDULOR ont l'exigence depuis toujours de passionner. Notre ligne de dents doit sa diversité dans chaque matériau à l'aspect naturel – avec l'esthétique exceptionnelle, la fidélité des teintes et la fonction.





A3 PhysioSelect® TCR 780

A3 PhysioSelect® TCR 64



PHYSIOSTAR® NFC⁺

LA TEXTURE DE SURFACE, LA STRATIFICATION ET LE RENDU DES TEINTES FONT TOUTE LEUR SINGULARITÉ.

Le matériau NFC⁺ se démarque par sa très bonne résistance à l'abrasion, qui est nettement supérieure à celle des matériaux dentaires CANDULOR utilisés à ce jour. Le matériau NFC⁺ résistant à l'abrasion a été spécialement conçu pour combattre l'usure prématurée des dents et la perte de dimension verticale qui en résulte.

Matériau


NFC⁺ est un composite basé sur une matrice en diméthacrylate d'uréthane (matrice UDMA) caractérisée par des charges et agrégats en PMMA de différentes taille et nature. Cette dispersion homogène des charges explique les très bonnes propriétés physiques du matériau, telles que sa « résistance à l'abrasion » et la « résistance ».

Stratification

Pour les stratifications, aussi, une plus grande attention a été accordée à l'effet naturel et à l'esthétique. Le matériau compte quatre couches qui garantissent un rendu authentique et naturel des couleurs en bouche.

NANOFILLED COMPOSITE

Matériau composite à répartition homogène de charges inorganiques et agrégats de PMMA Cluster



-  Matrice UDMA
-  SiO₂ silanisé condensé
-  Nanoparticules de SiO₂ silanisé
-  Agrégat de PMMA
-  Polymère UDMA avec charges inorganiques

PHYSIOSELECT® TCR

UNE LARGE VARIÉTÉ DE FORMES JEUNES ET AUTHENTIQUES POUR UNE NOUVELLE VIE.

Le matériau TCR hautement réticulé se distingue par ses propriétés et sa solidité.

Matériau


Le matériau TCR (TwinCrossedResin) est une variante fortement modifiée du polyméthacrylate de méthyle (PMMA), qui réticule uniformément autant le polymère que la matrice. C'est rendu possible par le fait que lors de la production, le polymère pré-réticulé est encore réticulé avec la matrice. Une bonne résistance à l'abrasion et à la plaque est ainsi garantie.

Stratification

PhysioSelect® TCR présente une composition de bords libres légèrement translucides, de mamelons discrets, de crêtes marginales structurées et d'une stratification pleine de vie en quatre couches. La texture de surface apporte à la dent une réfraction lumineuse naturelle et pleine de dynamisme.

TWINCROSSED RESIN

Réseau de PMMA hautement réticulé avec des liaisons croisées plus denses entre les chaînes polymères



-  Chaînes de polymère
-  Réticulation transversale supérieure



PHYSIOSET® TCR

UNE LIGNE DE DENT QUI SE CARACTÉRISE PAR UNE GRANDE DIVERSITÉ DE FORME AINSI QU'UN ÉTAT DE SURFACE PARTICULIER.

Le matériau TCR doublement réticulé présente de bonnes propriétés de matériau et de résistance.

Matériau

Le matériau TCR (TwinCrossedResin) est une variante fortement modifiée du polyméthacrylate de méthyle (PMMA), qui réticule autant le polymère que la matrice. Ceci est obtenu en produisant un polymère hautement réticulé en combinaison avec une matrice réticulée. Une bonne résistance à l'abrasion et à la plaque* est ainsi garantie.


Stratification

L'esthétique est obtenue grâce au procédé multicouches, au procédé de stratification semi-naturel et à un état de surface plus vrai que nature. Grâce à leur déclinaison dans les deux teintiers de référence ainsi qu'aux bonnes propriétés physiques du matériau, la ligne de dents TCR peut être utilisée de manière universelle, tant en prothétique totale, partielle que combinée.

* Résistance à l'abrasion, étude clinique sur 2 ans ; résistance à la plaque mesurée en laboratoire

TWINCROSSEDRESIN

Réseau de PMMA réticulé avec des liaisons croisées plus denses entre les chaînes polymères



 Chaînes de polymère
 Réticulation transversale supérieure



PREFERENCE® ACRYLIC

L'ALLIANCE DE L'ESTHÉTIQUE NATURELLE ET DE LA FACILITÉ D'UTILISATION.


La ligne dentaire Preference® allie esthétique naturelle et facilité d'utilisation. Le matériau PMMA, qui a depuis longtemps fait ses preuves, permet une bonne adhésion au composant de même nature utilisé pour la base des prothèses. Les dents sont choisies pour une utilisation universelle, tant en prothétique totale, partielle que combinée.

Matériau

Les polymères PMMA disponibles sur le marché se distinguent nettement les uns des autres, du fait de leur qualité de pureté (absence de porosités et/ou d'impuretés). De plus, la taille égale des grains et leur masse moléculaire sont les facteurs décisifs permettant d'assurer une fabrication de dents de qualité constante.

ACRYLIQUE

Réseau PMMA éprouvé présentant des chaînes de polymères de réticulation moins dense



 Chaînes de polymère
 Réticulations transversales isolées

PHYSIOSTAR® NFC+ :
la texture de surface, la stratification et le rendu des teintes font toute leur singularité.

C'est sa formule spéciale à base de NanoFilledComposite® (NFC+) qui démarque PhysioStar® NFC+ des autres lignes de dents CANDULOR.



PHYSIOSTAR® NFC+



La perfection, c'est lorsqu'une prothèse dentaire semble aussi naturelle pour le patient que ses propres dents. Fidélité des teintes, esthétique et stabilité sont les trois atouts de PhysioStar® NFC+.

CONDYLOFORM® II NFC+



Le Prof. Dr. A. Gerber a relevé le rapport fonctionnel entre les formes des condyles et les formes des dents et a ainsi développé la dent Condyloform®. La dent moderne Condyloform® II NFC+ offre une configuration d'occlusion hautement anatomique avec des proportions et des zones fonctionnelles naturelles et de morphologie adaptée à l'âge. Le principe du mortier-pilon selon le Prof. Dr. A. Gerber a également été intégré aux surfaces masticatoires. Ceci a pour effet d'assurer une stabilité masticatoire autonome, car les cuspidés palatines des dents maxillaires s'engrènent dans les fosses centrales des dents mandibulaires antagonistes.

BONARTIC® II NFC+



La morphologie des dents postérieures de la mandibule dépend de la trajectoire condylienne. L'inclinaison du plan occlusal (Spee, Wilson) peut être définie individuellement et avec fiabilité avec Bonartic® II NFC+. Elle constitue l'élément de stabilisation le plus important de toute restauration prothétique. Les dents ont été optimisées selon la relation occlusale d'une dent à deux dents.

CARTE DE FORMES VIVANTES AVEC FORMES DE DENTS ANTÉRIEURES ET POSTÉRIEURES



La « carte de formes vivantes » en aluminium comprend 15 plaquettes de dents supérieures et 5 plaquettes de dents inférieures ainsi que les deux concepts d'occlusion Condyliform® II NFC+ et Bonartic® II NFC+. La carte est utilisée pour la sélection des formes dans l'appréciation individuelle et la conception des prothèses au quotidien.

CONDITIONNEMENT

PHYSIOSTAR® NFC+

Produit

PHYSIOSTAR® NFC+
Dents antérieures
CONDYLOFORM® II NFC+
Dents postérieures
BONARTIC® II NFC+
Dents postérieures

GAMME DE TEINTES

12 teintes CANDULOR : J0, J1, J2, J3, M1, M2, M3, M4, M5, S1, S2, S3

16 teintes A – D : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

2 teintes Bleach : BL2, BL4

Les dents sont livrées uniquement par plaquette entière !

Attention : pour toute commande de dents, il est impératif d'indiquer la forme, la teinte et le matériau.

Carte de formes vivantes

PHYSIOSTAR® NFC+ 1 pièce

Réf.	Produit
664547	PHYSIOSTAR® NFC+ A1
664548	PHYSIOSTAR® NFC+ A2
681801	PHYSIOSTAR® NFC+ A3
681802	PHYSIOSTAR® NFC+ A3.5
681803	PHYSIOSTAR® NFC+ M1
681804	PHYSIOSTAR® NFC+ M2

PHYSIOSTAR® NFC+
15 formes de dents antérieures supérieures et 5 antérieures inférieures

CONDYLOFORM® II NFC+
1 forme de dent postérieure supérieure et 1 postérieure inférieure

BONARTIC® II NFC+
1 forme de dent postérieure supérieure et 1 postérieure inférieure

PHYSIOSTAR® NFC+
1 carte de formes (papier)

PHYSIOSTAR® NFC+ A - D SHADES TEINTIER



Le teintier PhysioStar® NFC+ A - D Shades permet de déterminer les 16 teintes A - D et les 2 teintes Bleach BL2 et BL4. Les échantillons du teintier, réalisés dans le matériau NFC+, correspondent aux teintes de la ligne de dents NFC+.

Le teintier PhysioStar® NFC+ A - D Shades sert à déterminer les teintes des :

- > PhysioStar® NFC+ dents antérieures
- > Condyloform® II NFC+ dents postérieures
- > Bonartic® II NFC+ dents postérieures

PHYSIOSTAR® NFC+ CANDULOR SHADES TEINTIER



Le teintier PhysioStar® NFC+ CANDULOR Shades permet de déterminer les 12 teintes CANDULOR. Les échantillons du teintier, réalisés dans le matériau NFC+, correspondent aux teintes de la ligne de dents NFC+.

Le teintier PhysioStar® NFC+ CANDULOR Shades sert à déterminer les teintes des :

- > PhysioStar® NFC+ dents antérieures
- > Condyloform® II NFC+ dents postérieures
- > Bonartic® II NFC+ dents postérieures

CONDITIONNEMENT

PHYSIOSTAR® NFC+ A - D Shades

Teintier 1 pièce

Réf.	Produit
661483	PHYSIOSTAR® NFC+ A - D Shades Teintier

PHYSIOSTAR® NFC+ CANDULOR

Shades

Teintier 1 pièce

Réf.	Produit
641152	PHYSIOSTAR® NFC+ CANDULOR Shades Teintier

PHYSIOSTAR® NFC+ Carte de formes de dents avec tableau d'articulation (gratuit) 1 pièce

Réf.	Produit
662564	PHYSIOSTAR® NFC+ Carte de formes de dents avec tableau d'articulation (gratuit)

PHYSIOSTAR® NFC+ (NANOFILLED COMPOSITE+)

CARTE DE FORMES DE DENTS AVEC TABLEAU D'ARTICULATION

TABLEAU D'ARTICULATION

PHYSIOSTAR® NFC+		CONDYLOFORM® II NFC+	BONARTIC® II NFC+	PHYSIOSTAR® NFC+		CONDYLOFORM® II NFC+	BONARTIC® II NFC+
MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRE INFÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES	MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES	MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRE INFÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES	MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES
DÉLICAT				AFFIRMÉ			
550	992 996*	34	02	770	992 994*	34	02
552	990 992*	34	02	772	992 994*	36 38	04 06
554	992 996*	34 36	02 04	774	996 998*	36 38	04 06
556	996 998*	34 38	04 06	776	996 998*	36 38	04 06
UNIVERSEL				INDIVIDUEL			
660	990 992*	34 36	02 04	880	992 994*	36	04
662	992 994*	34 36	02 04	882	994 996*	36 38	04 06
664	992 994*	34 36	02 04	884	994 998*	38	06
666	996 998*	36 38	04 06				


* Ces formes se prêtent pour la technique de montage Gerber (Condyloform® II NFC+).

FORMES DE DENTS


PHYSIOSTAR® NFC+

MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES

DÉLICAT




UNIVERSEL




MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES


AFFIRMÉ



INDIVIDUEL




MAXILLAIRE INFÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES




CONDYLOFORM® II NFC+

MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES



BONARTIC® II NFC+

MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES



PHYSIOSELECT® TCR :
une large variété de formes jeunes et authentiques pour une nouvelle vie.

Au design frais et jeune, PhysioSelect® TCR a été imaginé à partir de formes de dents éprouvées depuis toujours. Ces dents conçues en Suisse sont en TwinCrossedResin, un matériau fiable.



PHYSIOSELECT® TCR



PhysioSelect® TCR présente une composition de bords libres légèrement translucides, de mamelons discrets, de crêtes marginales structurées et d'une stratification pleine de vie en quatre couches.

Une microstructure fine avec stries de croissance horizontales, ainsi qu'une macro-structure affirmée avec des lignes, des stries et des ouvertures discrètes confèrent à la dent une réfraction lumineuse naturelle et pleine de dynamisme.

BONSELECT TCR®



La nouvelle dent postérieure BonSelect TCR® a été spécialement imaginée pour PhysioSelect® TCR – une dent postérieure avec concept occlusal et idéale pour les systèmes de montage les plus courants.

Relation une dent sur dent ou une dent sur deux dents ? BonSelect TCR® présente une géométrie dentaire bi-fonctionnelle adaptée aux deux types de montage. Une centrique simplifiée grâce à des points de contact définis facilite le réglage occlusal.

CONDITIONNEMENT

PHYSIOSELECT® TCR

Produit

PHYSIOSELECT® TCR
 Dents antérieures
 BONSELECT TCR®
 Dents postérieures

GAMME DE TEINTES

16 teintes A – D : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

2 teintes Bleach : BL2, BL4

Les dents sont livrées uniquement par plaquette entière !

Attention : pour toute commande de dents, il est impératif d'indiquer la forme, la teinte et le matériau.

CARTE DE FORMES VIVANTES AVEC FORMES DE DENTS ANTÉRIEURES ET POSTÉRIEURES



La « carte de formes vivantes » en aluminium comprend 18 plaquettes de dents supérieures et 4 plaquettes de dents inférieures ainsi que le concept multifonctionnel d'occlusion BonSelect TCR®. La carte est utilisée pour la sélection des formes dans l'appréciation individuelle et la conception des prothèses au quotidien.

PHYSIOSELECT® TCR TEINTIER



Le teintier PhysioSelect® TCR permet de déterminer les 16 teintes A – D et les 2 teintes Bleach BL2 et BL4. Les échantillons du teintier, réalisés avec les masses originales TCR, correspondent aux teintes de la ligne de dents en TCR.

Le teintier PhysioSelect® TCR sert à déterminer les teintes des :

- > PhysioSelect® TCR dents antérieures
- > BonSelect TCR® dents postérieures

CONDITIONNEMENT

Carte de formes vivantes PHYSIOSELECT® TCR 1 pièce

Réf.	Produit
701749	PHYSIOSELECT® TCR A2
701871	PHYSIOSELECT® TCR A3
PHYSIOSELECT® TCR 18 formes de dents antérieures supérieures et 4 antérieures inférieures	
BONSELECT TCR® 2 formes de dents postérieures supérieures et 2 postérieures inférieures	
PHYSIOSELECT® TCR 1 carte de formes (papier)	

PHYSIOSELECT® TCR Teintier 1 pièce

Réf.	Produit
702880	PHYSIOSELECT® TCR Teintier

PHYSIOSELECT® TCR Carte de formes de dents avec tableau d'articulation (gratuit) 1 pièce

Réf.	Produit
701880	PHYSIOSELECT® TCR Carte de formes de dents avec tableau d'articulation (gratuit)

PHYSIOSELECT® TCR (TWINCROSSEDRESIN)


CARTE DE FORMES DE DENTS AVEC TABLEAU D'ARTICULATION

TABLEAU D'ARTICULATION

PHYSIOSELECT® TCR		BONSELECT TCR®	BONARTIC® TCR	PHYSIOSELECT® TCR		BONSELECT TCR®	BONARTIC® TCR
MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRE INFÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES	MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES	MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRE INFÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES	MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES
DÉLICAT				AFFIRMÉ			
560	62 64	04 06	04 06	780	60	04	04
562	66	04 06	04 06	782	62 64	06 08	06 08
564	60	02 04	02 04	784	60	02 04	02 05
566	62 64	04 06	04 06	786	62 64	04	04
UNIVERSEL				788	66	04 06	04 06
670	62 64	04 06	04 06	790	62 64	06 08	06 08
672	62 64	04 06	04 06	792	66	06 08	06 08
674	66	06 08	06 08				
676	62 64	06 08	06 08				
678	66	06 08	06 08				
680	60	02 04	02 05				
682	62 64	04	04 05				


FORMES DE DENTS

PHYSIOSELECT® TCR MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES




MAXILLAIRE SUPÉRIEUR
DENTS ANTÉRIEURES


AFFIRMÉ



MAXILLAIRE INFÉRIEUR
DENTS ANTÉRIEURES



BONSELECT TCR®
MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES




PHYSIOSET® TCR : une grande diversité de formes de dents toujours adaptées et un profil de surface particulier.

Les résines ne se ressemblent pas. C'est ce que prouve CANDULOR avec la ligne de dents TCR. Grâce à sa diversité de formes, elle offre un assortiment équilibré de formes de dents pour tous les types. Le matériau TCR doublement réticulé (TwinCrossedResin) présente de bonnes propriétés de matériau et de résistance.



PHYSIOSET® TCR



L'esthétique est obtenue grâce au procédé multicouches, au procédé de stratification semi-naturel et au profil de surface naturel. Grâce aux deux systèmes de teintes et à la combinaison avec les bonnes propriétés physiques du matériau, la ligne de dents TCR peut être utilisée de manière universelle, tant en prothétique totale, partielle que combinée.

BONARTIC® TCR



Bonartic® TCR réunit les lois physiologiques de la nature aux exigences esthétiques et morphologiques, pour une belle dent prothétique.

- > Relation d'une dent à deux dents
- > Contacts ABC – Côté travaillant/ Côté équilibre/Centré

CONDITIONNEMENT

PHYSIOSET® TCR

Produit

PHYSIOSET® TCR
Dents antérieures
BONARTIC® TCR
Dents postérieures

GAMME DE TEINTES

9 teintes CANDULOR : J1, J2, J3, M1, M2, M3, M4, S1, S2

16 teintes A – D : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

2 teintes Bleach : BL2, BL4

Les dents sont livrées uniquement par plaquette entière !

Attention : pour toute commande de dents, il est impératif d'indiquer la forme, la teinte et le matériau.

CARTE DE FORMES VIVANTES AVEC FORMES DE DENTS ANTÉRIEURES ET POSTÉRIEURES



La « carte de formes vivantes » en aluminium comprend 22 plaquettes de dents supérieures et 8 plaquettes de dents inférieures ainsi que le concept d'occlusion Bonartic® TCR. La carte est utilisée pour la sélection des formes dans l'appréciation individuelle et la conception des prothèses au quotidien.

PHYSIOSET® TCR TEINTIER



Le teintier PhysioSet® TCR allie deux systèmes de teintes. Il permet de déterminer les 9 teintes CANDULOR et 11 teintes A – D les plus courantes. Les échantillons du teintier, réalisés avec les masses originales TCR, correspondent aux teintes de la ligne de dents en TCR.

Le teintier PhysioSet® TCR sert à déterminer les teintes des :

- > PhysioSet® TCR dents antérieures
- > Bonartic® TCR dents postérieures

CONDITIONNEMENT

Carte de formes vivantes PHYSIOSET® TCR 1 pièce

Réf.	Produit
662357	PHYSIOSET® TCR A1
681796	PHYSIOSET® TCR A2
681797	PHYSIOSET® TCR A3
681798	PHYSIOSET® TCR A3.5
681799	PHYSIOSET® TCR J1
681800	PHYSIOSET® TCR J2

PHYSIOSET® TCR
22 formes de dents antérieures supérieures et
8 antérieures inférieures

BONARTIC® TCR
1 forme de dent postérieure supérieure et
1 postérieure inférieure

PHYSIOSET® TCR
1 carte de formes (papier)

PHYSIOSET® TCR Teintier 1 pièce

Réf.	Produit
555342	PHYSIOSET® TCR Teintier

PHYSIOSET® TCR Carte de formes de dents avec tableau d'articulation (gratuit) 1 pièce

Réf.	Produit
662567	PHYSIOSET® TCR Carte de formes de dents avec tableau d'articulation (gratuit)

PHYSIOSET® TCR (TWINCROSSEDRESIN)


CARTE DE FORMES DE DENTS AVEC TABLEAU D'ARTICULATION

TABLEAU D'ARTICULATION


PHYSIOSET® TCR		BONARTIC® TCR	CONDYLOFORM® II NFC+	PHYSIOSET® TCR		BONARTIC® TCR	CONDYLOFORM® II NFC+
MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRE INFÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES	MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES	MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRE INFÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES	MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES
203	82	04 06	36 38	332	80 82	02 05	34
204	83 84	04 06	36 38	333	53 82	04 06	34 36
232	81	04	34	342	52	02 05	34 36
233	82 83	06 08	36 38	343	53	04 05	34 36
234	83	06 08	38	353	53 83	04 06	36 38
262	52	02 05	34	452	53 82	04 06	36 38
263	53	04 05	34 36				
264	53 54	04 06	34 36	213	54 84	06 08	38
302	80 81	02 05	34	224	83	06 08	38
303	81 82	06 08	36 38	423	81 82	02 05	34 36
304	82 83	06 08	36 38	424	82	04 06	36 38
				425	81 83	06 08	36 38

FORMES DE DENTS



PHYSIOSET® TCR MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES




PHYSIOSET® TCR
MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES



MAXILLAIRE INFÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES



BONARTIC® TCR
MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES



PREFERENCE® Acrylic* :
l'alliance de l'esthétique naturelle et de la facilité d'utilisation.

Le matériau PMMA, qui a depuis longtemps fait ses preuves, permet une bonne adhésion au composant de même nature utilisé pour la base des prothèses. Les dents sont choisies pour une utilisation universelle, tant en prothétique totale, partielle que combinée.



PREFERENCE® ACRYLIC
DENTS ANTÉRIEURES



L'aspect naturel de la teinte des dents est dû à la constitution d'un dégradé authentique et en trois couches. La diversité des formes vous permet de choisir la dent qui correspond à votre patient.

PREFERENCE® ACRYLIC
DENTS POSTÉRIEURES



Grâce au centrage défini, il est aisé de poser les dents postérieures. Grâce à la fonctionnalité de la surface occlusale, elles sont utilisables pour les philosophies de montage les plus connues.

CONDITIONNEMENT

PREFERENCE® Acrylic

Produit

PREFERENCE® Acrylic
 Dents antérieures
 PREFERENCE® Acrylic
 Dents postérieures

GAMME DE TEINTES

16 teintes A – D : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

2 teintes Bleach : BL2, BL4

Les dents sont livrées uniquement par plaquette entière !

Attention : pour toute commande de dents, il est impératif d'indiquer la forme, la teinte et le matériau.

* Ce produit n'est pas disponible en Suisse.

CARTE DE FORMES VIVANTES AVEC FORMES DE DENTS ANTÉRIEURES ET POSTÉRIEURES



La « carte de formes vivantes » en aluminium comprend 15 plaquettes de dents supérieures et 5 plaquettes de dents inférieures ainsi que des dents postérieures supérieures et inférieures Preference® Acrylic. La carte est utilisée pour la sélection des formes dans l'appréciation individuelle et la conception des prothèses au quotidien.

PREFERENCE® ACRYLIC TEINTIER



Le teintier Preference® Acrylic sert à choisir parmi les 18 teintes de dents de la ligne dentaire Preference® Acrylic. Vous pouvez désormais déterminer la teinte dentaire de votre patient parmi les 16 teintes A - D. L'intégration des deux teintes Bleach BL2 et BL4 élargit l'éventail aux teintes très claires pour répondre aux exigences de vos patients.

Le teintier Preference® Acrylic sert à déterminer les teintes des :

- > Preference® Acrylic dents antérieures
- > Preference® Acrylic dents postérieures

CONDITIONNEMENT

Carte de formes vivantes PREFERENCE® Acrylic 1 pièce

Réf.	Produit
662361	PREFERENCE® Acrylic A1
681805	PREFERENCE® Acrylic A2
681806	PREFERENCE® Acrylic A3
681807	PREFERENCE® Acrylic A3.5

PREFERENCE® Acrylic
15 formes de dents antérieures supérieures et
5 antérieures inférieures

PREFERENCE® Acrylic
1 forme de dent postérieure supérieure et
1 postérieure inférieure

PREFERENCE® Acrylic
1 carte de formes (papier)

PREFERENCE® Acrylic Teintier 1 pièce

Réf.	Produit
636869	PREFERENCE® Acrylic Teintier

PREFERENCE® Acrylic Carte de formes de dents avec tableau d'articulation (gratuit) 1 pièce

Réf.	Produit
662566	PREFERENCE® Acrylic Carte de formes de dents avec tableau d'articulation (gratuit)

PREFERENCE®

CARTE DE FORMES DE DENTS AVEC TABLEAU D'ARTICULATION

TABLEAU D'ARTICULATION

PREFERENCE®		PREFERENCE®	
MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRE INFÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES	
 310	130 140	800	
320	150	840 880	
330	110 150	840	
340	140 150	840 880	
350	150 160	840 880	

PREFERENCE®		PREFERENCE®	
MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRE INFÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES	MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DENTS POSTÉRIEURES	
 010	130	800	
020	130	800	
030	150	840 880	
040	110 150	840	
050	110 150	840 880	
 410	140	800	
420	150	840 880	
430	160	880	
440	140 150	880	
450	160	880	

FORMES DE DENTS

PREFERENCE®

MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DENTS ANTÉRIEURES

<p>310</p> <p>42.16 17.96 9.50 </p>	<p>010</p> <p>40.40 17.76 9.40 </p>	<p>410</p> <p>42.24 17.76 9.60 </p>
<p>320</p> <p>45.06 18.66 10.50 </p>	<p>020</p> <p>43.04 18.26 9.60 </p>	<p>420</p> <p>45.00 18.52 10.40 </p>
<p>330</p> <p>45.92 18.88 10.00 </p>	<p>030</p> <p>44.75 18.28 10.40 </p>	<p>430</p> <p>48.48 18.68 10.50 </p>
<p>340</p> <p>45.40 18.72 11.00 </p>	<p>040</p> <p>46.86 18.80 10.00 </p>	<p>440</p> <p>47.38 18.72 11.50 </p>
<p>350</p> <p>47.82 18.94 11.30 </p>	<p>050</p> <p>47.78 18.90 10.00 </p>	<p>450</p> <p>48.72 19.32 12.40 </p>

**MAXILLAIRE INFÉRIEUR
DENTS ANTÉRIEURES**

<p>110</p> <p>36.08 15.14 8.20 </p>
<p>130</p> <p>32.80 14.90 8.80 </p>
<p>140</p> <p>33.16 15.02 9.50 </p>
<p>150</p> <p>35.26 15.34 10.20 </p>
<p>160</p> <p>37.60 15.64 10.60 </p>

**MAXILLAIRES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR
DENTS POSTÉRIEURES**

<p>800</p> <p>29.1 18.32 31.1 18.10 </p>
<p>840</p> <p>30.9 18.48 33.8 18.56 </p>
<p>880</p> <p>33.3 19.58 35.2 18.92 </p>

ARMOIRE À DENTS PLEXIGLAS 4 TIROIRS



L'armoire à dents Plexiglas pratique avec 4 tiroirs trouve sa place partout. Avec 2 inserts pour 33 plaquettes de dents antérieures chacun et 2 inserts pour 22 plaquettes de dents postérieures chacun, vous disposerez d'une réserve de 110 plaquettes de dents.

ARMOIRE À DENTS C-BOX 4 TIROIRS



Le design C-Box est en aluminium thermolaqué résistant. Avec ses 4 tiroirs, l'armoire à dents peut accueillir 220 plaquettes de dents. Elle est en outre empilable. Les inserts en plastique permettent une présentation optimale des plaquettes de dents, de sorte que la plaquette souhaitée est toujours à portée de main. Les réglettes porte-étiquette permettent d'étiqueter les poignées. Clarté et fonctionnalité simplifient la recherche de plaquette et optimisent l'utilisation du stock de dents.

CONDITIONNEMENT

Armoire à dents Plexiglas 1 pièce

Réf.	Produit
681813	Armoire à dents Plexiglas avec 4 tiroirs 31 x 23 x 9.5 cm (L/L/H)
590501	Inserts transparents pour plaquettes de dents antérieures (max. 33)
664546	Inserts transparents pour plaquettes de dents antérieures PHYSIOSTAR® NFC+ / PHYSIOSELECT® TCR (max. 27)
590502	Inserts transparents pour plaquettes de dents postérieures (max. 22)

Armoire à dents C-Box 1 pièce

Réf.	Produit
681814	Armoire à dents C-Box avec 4 tiroirs 11 x 47.5 x 40 cm (H/L/P)
590501	Inserts transparents pour plaquettes de dents antérieures (max. 33)
664546	Inserts transparents pour plaquettes de dents antérieures PHYSIOSTAR® NFC+ / PHYSIOSELECT® TCR (max. 27)
590502	Inserts transparents pour plaquettes de dents postérieures (max. 22)

ARMOIRE À DENTS 6 TIROIRS



Le boîtier gris métallisé robuste a tout pour plaire avec ses 6 tiroirs rouges en plastique. Avec ses 3 inserts pour 90 plaquettes de dents antérieures chacun et ses 3 inserts pour 60 plaquettes de dents postérieures chacun, l'armoire à dents peut accueillir 450 plaquettes de dents.

CONDITIONNEMENT

Armoire à dents 1 pièce

Réf.	Produit
681812	Armoire a dents avec 6 tiroirs 43 x 44 x 15 cm (L/L/H)
541651	Inserts blancs pour plaquettes de dents antérieures (max. 90)
541652	Inserts blancs pour plaquettes de dents postérieures (max. 60)



RÉSINES PROTHÉTIQUES. LÀ MATIÈRE DONT SONT FAITES LES PROTHÈSES.

Les gencives naturelles de chaque être humain sont uniques. Soucieux d'obtenir la reproduction la plus fidèle, notre quête nous a menés des résines transparentes à la coloration semi-opaque spéciale des résines CANDULOR qui sont responsables de la diffraction et de la réflexion de la lumière incidente, à l'origine de l'aspect rosé naturel de la gencive artificielle.

Lorsque l'artificiel et le naturel ne laissent plus transparaître de différence, nous avons atteint notre objectif. Grâce à l'importante palette de teintes et aux nombreuses nuances, vous pouvez trouver pour chaque patient le mélange idéal.





XPLEX

RÉSINE PROTHÉTIQUE MODIFIÉE À IMPACT AUTO- ET THERMO-POLYMÉRISABLE



XPLEX – le polymère high-impact à double application. Développé pour satisfaire les divers processus et besoins du laboratoire. Ce polymère convient à la polymérisation à chaud et à froid. Qu'il s'agisse d'une technique de bourrage, de pressée ou de coulée, le type de mise en oeuvre à CHAUD ou à FROID est déterminé par le choix du monomère correspondant, c'est-à-dire à CHAUD ou à FROID.

Afin de rendre l'individualisation de la gencive plus simple et plus rapide, les trois teintes pré-mélangées ont été développées dans les trois nuances. Pour garantir un aspect le plus naturel possible, il convient d'employer les teintes 53 pour la gencive marginale, la 55 pour la gencive fixe et la 57 pour la muqueuse alvéolaire.

Propriétés

- > Haute résistance aux chocs
- > Bonnes propriétés de coulabilité et aptitude au modelage
- > Bonne liaison avec les dents prothétiques
- > Bonne aptitude aux fraisage et polissage
- > Esthétique
- > Faible sensibilité à la plaque dentaire et faible tendance à la coloration
- > Facile à doser

Descriptions

- > Prothèse totale
- > Prothèse partielle
- > Prothèse implantaire
- > Il est possible de réaliser des réparations sur XPLEX HOT avec XPLEX COLD

CONDITIONNEMENT

XPLEX : HOT/COLD polymère (poudre)

1 pièce

Réf.	Quantité	Teinte
710848	100 g	34
710849	100 g	53
710850	100 g	55
710851	100 g	57
710854	500 g	1
710896	500 g	3
710900	500 g	5
710902	500 g	34

XPLEX : COLD monomère (liquide)

1 pièce

Réf.	Quantité
709543	150 ml
709544	500 ml

XPLEX : HOT monomère (liquide) 1 pièce

Réf.	Quantité
710657	150 ml
710658	500 ml

Teintes personnalisées

- 53 Whitish Pink – opaque, non veiné
- 55 Reddish Pink – opaque, non veiné
- 57 Brownish Purple Pink – opaque, non veiné

XPLEX HOT/COLD POLYMÈRE PACK DE 6



Nous offrons un pack de 6 x 500 g HOT/COLD polymère.

CONDITIONNEMENT

XPLEX : HOT/COLD polymère (poudre) 1 pack

Réf.	Quantité	Teinte
710913	6 x 500 g	5
710916	6 x 500 g	34

XPLEX Teintier 1 pièce

Réf.	Produit
740588	XPLEX Teintier

XPLEX TEINTIER



Gamme de teintes

- 1 Soft Pink – transparent, non veiné
- 3 Natural Pink – semi-opaque, veiné
- 5 Pink – transparent, veiné
- 34 Original Pink – semi-opaque, veiné
- 53 Whitish Pink – opaque, non veiné
- 55 Reddish Pink – opaque, non veiné
- 57 Brownish Purple Pink – opaque, non veiné

AESTHETIC BLUE

MATÉRIAU DE BASE AUTOPOLYMÉRISANT POUR PROTHÈSE



La résine polymérisable à froid AESTHETIC BLUE se distingue par une bonne coulabilité ainsi qu'une bonne aptitude au modelage. Elle peut être mise en œuvre grâce à la technique de coulée ou de bourrage, qu'il y ait deux ou plus de selles. Le prothésiste dentaire a différentes teintes opaques à sa disposition, ainsi que les teintes rose transparent et clear.

Afin de rendre l'individualisation de la gencive plus simple et plus rapide, les trois teintes pré-mélangées ont été développées dans les trois nuances. Pour garantir un aspect le plus naturel possible, il convient d'employer les teintes 53 pour la gencive marginale, la 55 pour la gencive fixe et la 57 pour la muqueuse alvéolaire.

Propriétés

- > Coloration semi-opaque
- > Bonne coulabilité
- > Bonne précision d'ajustage
- > Stabilité de la forme et de la teinte
- > Teintes physiologiques

CONDITIONNEMENT

AESTHETIC BLUE : polymère (poudre)

1 pièce

Réf.	Quantité	Teinte
672697	100 g	34
672698	100 g	53
672699	100 g	55
672700	100 g	57
672701	500 g	0
672702	500 g	1
672703	500 g	3
672704	500 g	5
672705	500 g	34

AESTHETIC BLUE : monomère (liquide)

1 pièce

Réf.	Quantité
674265	150 ml
674266	500 ml

AESTHETIC BLUE et RED Teintier

1 pièce

Réf.	Produit
681022	AESTHETIC BLUE et RED Teintier

Teintes personnalisées

- 53 Whitish Pink – opaque, non veiné
- 55 Reddish Pink – opaque, non veiné
- 57 Brownish Purple Pink – opaque, non veiné

AESTHETIC BLUE

TEINTIER

Gamme de teintes

- 0 Clear
- 1 Soft Pink – transparent, non veiné
- 3 Natural Pink – semi-opaque, veiné
- 5 Pink – transparent, veiné
- 34 Original Pink – semi-opaque, veiné



AESTHETIC RED MATÉRIAU DE BASE THERMOPOLYMÉRISANT POUR PROTHÈSE



RED – la résine à chaud AESTHETIC illustre l'ensemble de la gamme de teintes harmonieuses de CANDULOR. Elle vous permet ainsi de recréer à la perfection la gencive naturelle. Le prothésiste dentaire a différentes teintes opaques à sa disposition, ainsi que les teintes rose transparent et clear. Le traitement, la stabilité dimensionnelle et chromatique des résines prothétiques polymérisables à chaud sont leur caractéristique standard.

Afin de rendre l'individualisation de la gencive plus simple et plus rapide, les trois teintes pré-mélangées ont été développées dans les trois nuances. Pour garantir un aspect le plus naturel possible, il convient d'employer les teintes 53 pour la gencive marginale, la 55 pour la gencive fixe et la 57 pour la muqueuse alvéolaire.

Propriétés

- > Haute précision d'ajustage
- > Teintes physiologiques
- > Faible teneur résiduelle en monomère
- > Stabilité de la teinte
- > Variantes de polymérisation les plus diverses
- > Simplicité de mise en oeuvre
- > Coloration semi-opaque

CONDITIONNEMENT

AESTHETIC RED : polymère (poudre)

1 pièce

Réf.	Quantité	Teinte
672710	100 g	34
672711	100 g	53
672712	100 g	55
672713	100 g	57
672714	500 g	0
672715	500 g	1
672716	500 g	3
672717	500 g	5
672718	500 g	34

AESTHETIC RED : monomère (liquide)

1 pièce

Réf.	Quantité
674267	150 ml
674268	500 ml

AESTHETIC BLUE et RED Teintier

1 pièce

Réf.	Produit
681022	AESTHETIC BLUE et RED Teintier

Teintes personnalisées

- 53 Whitish Pink – opaque, non veiné
- 55 Reddish Pink – opaque, non veiné
- 57 Brownish Purple Pink – opaque, non veiné

AESTHETIC RED TEINTIER

Gamme de teintes

- 0 Clear
- 1 Soft Pink – transparent, non veiné
- 3 Natural Pink – semi-opaque, veiné
- 5 Pink – transparent, veiné
- 34 Original Pink – semi-opaque, veiné



AUTOPLAST

MATÉRIAU DE BASE AUTOPOLYMÉRISANT POUR PROTHÈSE



CONDITIONNEMENT

AUTOPLAST : polymère (poudre) 1 pièce

Réf.	Quantité	Teinte
672726	500 g	5
672727	500 g	6
672728	500 g	34

AUTOPLAST : monomère (liquide) 1 pièce

Réf.	Quantité
674270	500 ml

AUTOPLAST et BASEPLAST Teintier 1 pièce

Réf.	Produit
681074	AUTOPLAST et BASEPLAST Teintier

Laissez couler

AUTOPLAST a été conçu spécialement pour les techniques de coulée avec clé en silicone ou en moufle. Cette résine à froid se distingue par sa bonne fluidité.

Facile à créer

Le temps de travail pour la coulée a été ajusté à environ 3 minutes. Après une phase de transition de 5 à 6 minutes, le matériau peut être modelé pendant 3 minutes supplémentaires. Plusieurs selles prothétiques peuvent être ainsi coulées de manière simple et fiable.

Propriétés

- > Simplicité de mise en oeuvre
- > Bonnes coulabilité et aptitude au modelage
- > Plage de temps de travail étendue

AUTOPLAST TEINTIER

Gamme de teintes

- 5 Pink – transparent, veiné
- 6 Pink – transparent, non veiné
- 34 Original Pink – semi-opaque, veiné



BASEPLAST*

MATÉRIAU DE BASE THERMOPOLYMÉRISANT POUR PROTHÈSE



CONDITIONNEMENT

BASEPLAST : polymère (poudre) 1 pièce

Réf.	Quantité	Teinte
672729	500 g	5
672730	500 g	6
672731	500 g	34

BASEPLAST : monomère (liquide) 1 pièce

Réf.	Quantité
674271	500 ml

AUTOPLAST et BASEPLAST Teintier

1 pièce

Réf.	Produit
681074	AUTOPLAST et BASEPLAST Teintier

Tout simplement facile

Lors de la mise au point de BASEPLAST, l'accent a été mis sur une mise en oeuvre simple et exempte de problèmes. Il faut noter en particulier un temps de prise court de la pâte ainsi qu'une plage de temps de travail étendue. La pâte arrivée à maturation ne colle pas et dispose d'un bon comportement à la pressée.

Propriétés

- > Grande précision d'ajustage
- > Effet de teinte naturel
- > Stabilité de la teinte
- > Simplicité de mise en oeuvre
- > Faible teneur résiduelle en monomère

BASEPLAST TEINTIER

Gamme de teintes

- 5 Pink – transparent, veiné
- 6 Pink – transparent, non veiné
- 34 Original Pink – semi-opaque, veiné



* Ce produit n'est pas disponible en Suisse.

AESTHETIC COLOR SET EASY MINI LA SOLUTION POUR LES DÉBUTANTS



À CHAUD ou à FROID, cette solution compacte et idéale pour les débutants, contenant trois nuances pré-mélangées (identiques aux teintes du set de cires de modelage AESTHETIC Color Wax), permet au prothésiste dentaire de réaliser, simplement et surtout rapidement, une caractérisation gingivale individuelle.

Applications

- > Gain de temps grâce à des teintes pré-mélangées
- > Assorti aux matériaux prothétiques AESTHETIC de CANDULOR
- > Schéma de caractérisation

CONDITIONNEMENT

AESTHETIC Color Set Easy Mini 1 set

Réf.	Produit
676792	3 × 100 g AESTHETIC BLUE polymère (teintes 53, 55, 57), 150 ml AESTHETIC BLUE LT Modelling Monomer, 1 Pipette en verre, 1 Teintier, 2 Instructions d'utilisation, 1 Dépliant avec des instructions pas à pas
676794	3 × 100 g AESTHETIC RED polymère (teintes 53, 55, 57), 150 ml AESTHETIC RED LT Modelling Monomer, 1 Pipette en verre, 1 Teintier, 2 Instructions d'utilisation, 1 Dépliant avec des instructions pas à pas

AESTHETIC Color Set Easy Teintier 1 pièce

Réf.	Produit
681073	AESTHETIC Color Set Easy Teintier

AESTHETIC COLOR SET EASY TEINTIER



Gamme de teintes

- 34 Original Pink – semi-opaque, veiné
- 53 Whitish Pink – opaque, non veiné
- 55 Reddish Pink – opaque, non veiné
- 57 Brownish Purple Pink – opaque, non veiné

AESTHETIC COLOR SET EASY POUR LA PERSONNALISATION



AESTHETIC BLUE



AESTHETIC RED

Chaque patient est différent, ce qui devrait se refléter dans leur prothèse. Adaptée au patient pour donner une authenticité naturelle incomparable.

Quatre teintes différentes permettent la caractérisation personnalisée de la gencive, de façon simple et rapide. La pigmentation semi-opaque réfracte et reflète la lumière. Ce qui donne à la gencive artificielle sa teinte rose particulièrement naturelle.

FIBRILLES « VEINURES » DES RÉSINES PROTHÉTIQUES



Les fibrilles peuvent être incorporées aux résines prothétiques, donnant ainsi l'illusion d'une vascularisation naturelle de la gencive.

CONDITIONNEMENT

AESTHETIC Color Set Easy 1 set

Réf.	Produit
676793	4 × 100 g AESTHETIC BLUE polymère (teintes 34, 53, 55, 57), 150 ml AESTHETIC BLUE monomère, 150 ml AESTHETIC BLUE LT Modelling Monomer, 8 × 15 g AESTHETIC Intensive Colors (teintes : blanc, bleu, rose, rouge, orange, marron, noir et jaune), 1 × 15 g AESTHETIC Intensive Colors Opaque, 1 Boîte de fibrilles, 1 Teintier, 1 Plaque de mélange en céramique, 1 Instrument de modelage, 1 Pipette en verre, 2 Instructions d'utilisation, 1 Dépliant avec des instructions pas à pas
676795	4 × 100 g AESTHETIC RED polymère (teintes 34, 53, 55, 57), 150 ml AESTHETIC RED monomère, 150 ml AESTHETIC RED LT Modelling Monomer, 8 × 15 g AESTHETIC Intensive Colors (teintes : blanc, bleu, rose, rouge, orange, marron, noir et jaune), 1 × 15 g AESTHETIC Intensive Colors Opaque, 1 Boîte de fibrilles, 1 Teintier, 1 Plaque de mélange en céramique, 1 Instrument de modelage, 1 Pipette en verre, 2 Instructions d'utilisation, 1 Dépliant avec des instructions pas à pas

Fibrilles 1 pièce

Réf.	Quantité
680284	0,5 g

AESTHETIC INTENSIVE COLORS INDIVIDUALISATION DE LA GENCIVE



AESTHETIC Intensive Colors pour la coloration des résines prothétiques CANDULOR lors de travaux esthétiques individuels. Dissous dans le monomère, les pigments de couleur vous permettent d'apporter des touches très personnelles à vos travaux. Aussi personnelles que vos patients.

Applications

- > Différence avec la gencive naturelle presque impossible à distinguer
- > Caractérisation individuelle et sur mesure de la fausse-gencive

AESTHETIC INTENSIVE COLORS OPAQUE OPACITÉ SUPÉRIEURE



Ce pigment très concentré est mélangé comme poudre d'apport en petites quantités pour obtenir une meilleure opacité. Il peut être utilisé dans les zones de faible épaisseur de résine, au niveau des collets et des retentions métalliques.

Applications

- > Opacité améliorée lors de la caractérisation de la base prothétique
- > Le reflet des pièces métalliques est ainsi évité, ce qui représente un avantage majeur en implantologie et en technique de coulée sur modèle
- > Peut être mélangé avec des résines PMMA
- > La poudre présente d'excellentes solubilité et miscibilité, ce qui favorise la mise en œuvre
- > AESTHETIC Intensive Colors Opaque est assorti aux matériaux CANDULOR AESTHETIC
- > Se mélange avec des résines polymérisable à chaud et à froid

Caractérisation avec AESTHETIC BLUE et AESTHETIC RED



AESTHETIC LT MODELLING MONOMER PLUS DE TEMPS POUR LA CARACTÉRISATION



L'utilisation d'AESTHETIC LT Modelling Monomer permet d'éviter un dessèchement de la résine tout en allongeant son temps de modelage. Il est indiqué en combinaison avec les intensifs AESTHETIC Intensive Colors.

Applications

- > La résine présente une meilleure aptitude au modelage grâce à l'obtention d'une consistance crémeuse
- > D'où une préparation plus simple pour la caractérisation de résines prothétiques
- > Utilisable pour les résines polymérisables à chaud et à froid

CONDITIONNEMENT

AESTHETIC Intensive Colors 1 pièce

Réf.	Quantité	Teinte
674555	15 g	□ snow white
674556	15 g	■ ocean blue
674557	15 g	■ true pink
674558	15 g	■ purpur red
674559	15 g	■ sunny orange
674560	15 g	■ mystic brown
674561	15 g	■ dark shadow
674562	15 g	■ bright light

AESTHETIC Intensive Colors Opaque 1 pièce

Réf.	Quantité
674563	15 g

AESTHETIC BLUE LT Modelling Monomer (polymérisable à froid) 1 pièce

Réf.	Quantité
674253	150 ml

AESTHETIC RED LT Modelling Monomer (polymérisable à chaud) 1 pièce

Réf.	Quantité
674254	150 ml



- 1. Soft ■ 53
- 2. Medium ■ 53 ■ 55
- 3. Strong ■ 53 ■ 55 ■ 57
- 4. Individual ■ 53 ■ 55 ■ 57
+ Intensive Colors

MATÉRIAUX AUXILIAIRES. LES BONS OUTILS POUR LES SPÉCIALISTES.

Notre ambition est de créer un design aussi naturel que possible.
Le prothésiste reçoit de nous les accessoires nécessaires pour épuiser
toute la palette de possibilités et se surpasser – tel un compositeur
qui écrit un nouvel air.





KMG PASTE

PRODUIT DE POLISSAGE HAUTE BRILLANCE



La KMG Paste est un agent de lustrage universel particulièrement destiné aux résines et alliages dentaires. Facile à éliminer, elle se distingue par son utilisation économique.

Applications

- > Grande précision d'application grâce à la forme pâteuse
- > Utilisation économique et donc durable
- > Utilisation multifonctionnelle

KMG LIQUID

PRODUIT DE POLISSAGE HAUTE BRILLANCE

Le KMG Liquid fluide est un agent de lustrage universel utilisé sur les résines et les alliages dentaires.

Applications

- > Un poli miroir peut être obtenu plus rapidement.
- > Moins liquide, le produit est plus facile à doser ; il est par conséquent un peu plus économe.
- > KMG Liquid est un liquide homogène et facilite par conséquent l'utilisation.
- > Il présente une teinte fraîche et une agréable odeur.

Indications

- > Lustrage des stratifications en résine et en composite
- > Polissage brillant des selles en résine et des parties en résine d'une prothèse
- > Restaurations métalliques (exemple : inlays, onlays, couronnes coulées, etc.)



CONDITIONNEMENT

KMG Paste 1 pièce

Réf.	Quantité
686162	100 ml

KMG Liquid 1 pièce

Réf.	Quantité
693113	500 ml

C-PLAST

MATÉRIAU POUR EMPREINTE AUTO-DURCISSANT



C-PLAST en blanc et dans la teinte 34 est une résine autopolymérisable et indéformable qui affiche un bon contraste par rapport à la plupart des matériaux d'empreinte. Le matériau peut être façonné pendant env. 5 minutes.

Description

- > Porte-empreintes individuels
- > Plaques-base individuelles pour gabarits d'occlusion, plaques d'enregistrement intra-orales, montage des dents en cire
- > Fabrication de guide antérieur incisif individuel

Indication

- > Pour une utilisation dans le traitement de l'édentement partiel et total.

CONDITIONNEMENT

C-PLAST : polymère (poudre) 1 pièce

Réf.	Quantité	Teinte
672719	500 g	blanc
672722	500 g	34

C-PLAST : monomère (liquide) 1 pièce

Réf.	Quantité
674272	500 ml

AESTHETIC WAX CIRE QUOTIDIENNE ET DE MODELAGE



CIRE DE TOUS LES JOURS AESTHETIC WAX SOFT

La cire AESTHETIC Wax Soft se caractérise par sa consistance onctueuse.

Propriétés

- > Colorée dans la teinte 34
- > Point de solidification 56 °C

CIRE DE MODELAGE AESTHETIC WAX MEDIUM + HARD

La cire AESTHETIC Wax est une cire de modelage spéciale, de teinte 34, à utiliser dans le domaine des prothèses, et disponible dans deux degrés de dureté.

Propriétés

- > Degré moyen de dureté et point de solidification 80 – 81 °C (Medium)
- > Degré élevé de dureté et point de solidification 84 – 85 °C (Hard)
- > Colorée dans la teinte 34

CONDITIONNEMENT

AESTHETIC Wax 1 pièce

Réf.	Quantité	Produit
662466	500 g	AESTHETIC Wax Soft
662467	2500 g	AESTHETIC Wax Soft
662468	500 g	AESTHETIC Wax Medium
662469	500 g	AESTHETIC Wax Hard

AESTHETIC Color Wax 1 pièce

Réf.	Quantité	Produit
662473	3 x 8 g	AESTHETIC Color Wax Set

AESTHETIC COLOR WAX CARACTÉRISATION DES PROTHÈSES EN CIRE

Nous proposons trois cires de modelage préalablement mélangées, identiques au set AESTHETIC Color Set Easy, permettant une caractérisation individuelle de la maquette en cire.

Pour concevoir un modelage en cire naturel, il convient d'employer la teinte 53 pour la gencive marginale, la teinte 55 pour la gencive attachée et la teinte 57 pour la muqueuse alvéolaire.

Propriétés

- > Assorti aux matériaux prothétiques AESTHETIC de CANDULOR
- > Permet au patient, lors des essais de cire, de vérifier l'esthétique du produit fini



ISO-K LIQUIDE ISOLANT



ISO-K est un liquide isolant à base d'alginate qui a fait ses preuves. Il est particulièrement adapté à l'isolation des matériaux prothétiques comme les résines PMMA de toutes sortes contre le plâtre, indiqué autant pour les polymères à froid que pour les polymères à chaud.

Utilisation

> Isolation du plâtre contre la résine

Applications

- > Excellente action isolante
- > Bien absorbé dans le plâtre
- > Film isolant très mince

CONDITIONNEMENT

ISO-K bleu 1 pièce

Réf.	Quantité
559537	500 ml
559538	1000 ml
559539	5000 ml

ISO-K rose 1 pièce

Réf.	Quantité
559540	500 ml
559541	1000 ml
559542	5000 ml

INSTRUMENTS. UN CLASSIQUE POUR UN TRAVAIL EFFICACE DE PRÉCISION.

Les instruments CANDULOR sont des outils pratiques qui facilitent le travail quotidien. Adaptés aux besoins spécifiques des prothésistes dentaires et des dentistes, ils les aident à répondre encore mieux aux exigences pointues.





TECHNICAL INSTRUMENT SET SET D'AIDE POUR LA RESTAURATION PROTHÉTIQUE



Le Technical Instrument Set contient tous les outils indispensables pour réaliser des prothèses complètes de haute qualité.

Contenu

- > 1 Alamètre
- > 1 Instrument de modelage
- > 1 Ruban artikont
- > 1 Pied à coulisse
- > 1 Rim Former
- > 1 Compas à profil
- > 1 Papillomètre
- > 1 Mode d'emploi Alamètre
- > 1 Mode d'emploi Papillomètre
- > 1 Mode d'emploi Instrument Set

COMPAS À PROFIL ENREGISTREMENT DU REBORD MANDIBULAIRE



Le marquage du profil des crêtes alvéolaires permet le positionnement correct des dents car le tracé reste visible une fois les maquettes mises en place sur les modèles.

Application

- > Permet de tracer la ligne de crête alvéolaire sur le modèle

PAPILLOMÈTRE DÉTERMINATION DE LA LONGUEUR DE LA LÈVRE SUPÉRIEURE



La ligne d'occlusion des lèvres est une des informations les plus importantes, en particulier pour déterminer la longueur des dents antérieures. Le papillomètre constitue l'outil idéal pour déterminer la longueur de la lèvre supérieure et/ou de la ligne d'occlusion des lèvres.

Applications

- > Mesure précise de la longueur de la lèvre supérieure
- > Détermination simple de la longueur des dents antérieures
- > Stérilisable

RIM FORMER FONTE DES BOURRE- LETS DE CIRE

Le parallélisme entre les surfaces occlusales des bases d'occlusion maxillaire et mandibulaire sont la condition sine qua non pour un enregistrement correct de l'occlusion. En particulier lors du réglage du parallélisme par rapport au plan de Camper, une réduction précise et régulière des bourrelets en cire est indispensable.




Propriétés

- > Le bord arrondi de la plaque métallique définit la hauteur dorsale par application sur les ligaments ptérygo-maxillaires.
- > Découpes spéciales à l'arrière qui facilitent l'écoulement de la cire fondue
- > Manche bien isolé

SET FOURCHETTE OCCLUSALE CONTRÔLE DU PLAN D'OCCLUSION

Cette règle occlusale, qui a depuis longtemps fait ses preuves, est disponible dans un set, avec quatre tiges verticales dévissables. Ces tiges verticales, ainsi que la bande élastique permettent de visualiser clairement les différents plans. L'un des principaux paramètres, en matière de prothèses, est le parallélisme entre le plan occlusal et le plan de Camper ou la ligne bipupillaire.



Il est également possible d'objectiver d'autres plans de référence, comme le plan de Francfort et le plan axio-orbitaire. Le set de règle occlusale est un instrument fiable permettant de contrôler la bonne position du plan occlusal.

PROPRIÉTÉS

- > Simple d'utilisation
- > Sterilisable

RUBAN ARTIKONT CONTRÔLE DE L'OCCLUSION

Le ruban Artikont est un ruban à articuler à marquage double-face en soie destiné au contrôle de l'occlusion sur le modèle.



Propriétés

- > Trois teintes disponibles
- > Résistance élevée à la déchirure
- > Marquage multiple
- > Manipulation simple
- > Marquage précis/net

CONDITIONNEMENT

Instrument Set 1 set

Réf.	Produit
662464	Technical Instrument Set

Compas à profil 1 pièce

Réf.	Produit
662454	Compas à profil

Papillomètre 1 pièce

Réf.	Produit
662448	Papillomètre

Rim Former 1 pièce

Réf.	Produit
662450	Rim Former

Set fourchette occlusale 1 set

Réf.	Produit
662453	Set fourchette occlusale

Set fourchette occlusale Pièces individuelles

Réf.	Produit	Unité
662451	Fourchette occlusale	1 pièce
662452	Tiges verticales	1 pack de 4 pièces

Ruban artikont 1 pièce

Réf.	Produit
662458	Ruban artikont bleu (soie) 80 mμ
662459	Ruban artikont vert (soie) 80 mμ
662461	Ruban artikont rouge (soie) 80 mμ

PIED À COULISSE SÉLECTION DES PLAQUETTES DE DENTS ANTÉRIEURES



Le pied à coulisse peut être utilisé pour choisir les plaquettes de dents antérieures PhysioStar® NFC+, PhysioSelect® TCR et PhysioSet® TCR.

INSTRUMENT A PIQUETER FAÇONNAGE DE LA TEXTURE DE SURFACE



La forme spéciale unique de la fraise à piquer en carbure de tungstène est parfaitement adaptée au traitement de la texture de surface de la gencive prothétique. Elle sculpte en douceur la résine lors du traitement de la face vestibulaire et lui confère une structure de surface naturelle.

INSTRUMENT DE MODELAGE MODELAGE DE LA GENCIVE PROTHÉTIQUE



Les extrémités faites à la main sont bien adaptées à la sculpture de la gencive prothétique ou à la dépose précise de la cire et de la résine prothétique.

ALAMÈTRE

CHOIX DE LA PLAQUETTE DE DENTS ANTÉRIEURES



L'Alamètre est un outil qui facilite le choix de la plaquette de dents antérieures des lignes PhysioStar® NFC+, PhysioSelect® TCR et PhysioSet® TCR.

Des années d'expérience montrent que la largeur comprise entre les ailes du nez renseigne sur la position d'origine des canines et facilite ainsi la sélection de la plaquette de dent appropriée chez les patients édentés.

L'Alamètre mesure la largeur du nez et détermine ainsi la plaquette de dents antérieures la mieux adaptée.

Propriétés

- > Simple d'utilisation
- > Choix rapide de la plaquette de dents antérieures
- > Utilisable pour les gammes de dents PhysioStar® NFC+, PhysioSelect® TCR et PhysioSet® TCR

PLAQUE DE MÉLANGE EN CÉRAMIQUE

POUR LE MÉLANGE DES RÉSINES



La plaque de mélange en céramique de grande qualité comporte 10 alvéoles pour le mélange de la résine et 4 autres alvéoles plus petites à utiliser comme réservoir de monomère et pour le traitement des fibrilles.

Applications

- > Particulièrement adapté au mélange de résines
- > Les alvéoles plus profondes permettent un mélange facile de la résine
- > Surface extrêmement lisse et résistante aux éraflures – retrait aisé de la résine après le durcissement
- > Les arêtes vives des petites alvéoles permettent d'essuyer facilement le pinceau

CONDITIONNEMENT

Pied à coulisse 1 pièce

Réf.	Produit
662449	Pied à coulisse

Instrument de modelage 1 pièce

Réf.	Produit
662455	Instrument de modelage

Instrument à piquer 1 pack

Réf.	Produit
662456	Instrument à piquer (6 pièces)

Alamètre 1 pièce

Réf.	Produit
662447	Alamètre

Plaque de mélange en céramique 1 pièce

Réf.	Produit
662463	Plaque de mélange en céramique

APPAREILS. DÉVELOPPÉS POUR GARANTIR LES MEILLEURS RÉSULTATS.

Avec les appareils CANDULOR, nous garantissons aux prothésistes une utilisation optimale des matériaux CANDULOR et la réalisation de travaux individuels de la plus haute qualité.





AESTHETIC

COLD



ARTICULATEUR CA 3.0

LE NAVIGATEUR – AVEC MOUVEMENTS EN 3D POUR DES PROTHÈSES NATURELLES



La réalisation de travaux hautement esthétiques pour les patients exige aussi une fonction naturelle de la restauration. Le CA 3.0 simule les conditions naturelles de l'articulation de la mâchoire et représente ainsi une navigation optimale pour le travail quotidien.

L'articulateur se distingue par la forme de cône double de la partie articulée. La construction technique de l'articulateur est conçue pour simuler les mouvements naturels tridimensionnels, ce qui est essentiel pour un montage physiologique. Le résultat : des travaux esthétiques et fonctionnels.

Le système de plateaux (Split-Cast) est une autre simplification. Les aimants sont intégrés à l'articulateur. Un réglage précis des plateaux sans formation de rouille ni dépôt de plâtre est ainsi possible.

Caractéristiques techniques

- > Hauteur : 150 mm
- > Largeur : 145 mm
- > Poids : 690 g
- > Hauteur interne de construction : 100 mm (avec Split-Cast)
- > Profondeur : 160 mm
- > Triangle de Bonwill : 110 mm
- > Angle de Balkwill : 25°
- > Voie de rétrusion : 1.5 mm
- > Immediate side shift : 0 – 2.5 mm fixe
- > Pente condylienne réglable de 0° a 60°
- > Table incisive : 15°
- > Matériau : aluminium anodisé

CONDITIONNEMENT

Articulateur CA 3.0 1 pièce

Réf.	Produit
668314	Articulateur CA 3.0 avec 1 Table incisive 15°, 1 Tige incisive, 2 Disques de rétention, 2 Plaques d'articulation, 1 Tige de support pour la branche supérieure (butée d'ouverture), 2 Manchons à plâtre, 1 Instructions d'utilisation

ARTICULATEUR CA 3.0 LARGE À HAUTEUR ADAPTÉE



CONDITIONNEMENT

Articulateur CA 3.0 LARGE 1 pièce

Réf.	Produit
759233	Articulateur CA 3.0 LARGE avec 1 Table incisive 15°, 1 Tige incisive, 2 Disques de rétention, 2 Plaques d'articulation, 1 Tige de support pour la branche supérieure (butée d'ouverture), 2 Manchons à plâtre, 1 Instructions d'utilisation CA 3.0

L'articulateur CA 3.0 LARGE est une version plus haute de l'articulateur CA 3.0. Grâce au « Plaques d'articulation pour Splitex® » et au « Clé de centrage compatible avec Splitex® », le CA 3.0 LARGE est ajusté en hauteur à 126 mm et peut être calibré avec les articulateurs Artex® de la gamme Carbon d'Amann GIRRBACH.

Avantages

- > Inclus le système Splitex® de hauteur identique à celle des articulateurs Artex® de la gamme Carbon
- > Calibration de plusieurs articulateurs possible
- > Géométrie biconique similaire à celle du processus condyloïde
- > Aimant intégré
- > Mouvement de Bennett reproductible

Caractéristiques techniques

- > Hauteur : 160 mm
- > Largeur : 145 mm
- > Poids : 735 g
- > Profondeur : 160 mm
- > Triangle de Bonwill : 110 mm
- > Angle de Balkwill : 25°
- > Voie de rétrusion : 1.5 mm
- > Immediate Side Shift : 0 – 2.5 mm fixe
- > Pente condyloïde réglable de 0° à 60°
- > Table incisive : 15°
- > Matériau : aluminium anodisé

CONDITIONNEMENT

**Articulateur CA 3.0 /
Articulateur CA 3.0 LARGE
Accessoires**

Réf.	Produit	Unité
662496	Porte-instruments avec table de transfert plate	1 pièce
		
662497	Table d'ajustement plat	1 pièce
		
762247	Support d'instruments pour Splitex®	1 pièce
		
662498	Adaptateur d'arc facial D/G pour : > SAM Axioquick AX > Kavo Protar Arcus > Arc facial Girschbach Artex® > Arc de transfert Ivoclar UTS	1 pack de 2 pièces D/G
		
681822	Support d'arc facial*	1 pièce
		
762246	Adaptateur Support d'arc facial CA 3.0 LARGE	1 pièce
		

CONDITIONNEMENT

**Articulateur CA 3.0 LARGE
Accessoires pour la calibration**

Réf.	Produit	Unité
759234	Plaques d'articulation pour Splitex®	1 pièce
		
759235	Clé de centrage compatible avec Splitex®	1 pièce
		
759246	Plaques d'articulation plastique pour Splitex®	1 pack de 50 pièces
		
759248	Plaques d'adhésion pour plaques d'articulation Splitex® (Ø 35 mm)	1 pack de 50 pièces
		

CONDITIONNEMENT

**Articulateur CA 3.0 /
Articulateur CA 3.0 LARGE
Pièces de rechange**

Réf.	Produit	Unité
681824	Table incisive 15° standard	1 pièce
		
761871	Vis de serrage pour table incisive	1 pièce
		
681823	Tige incisive	1 pièce
		
662488	Plaques d'articulation plastique	1 pack de 10 pièces
		
662490	Disques de rétention pour plaques d'articulation plastique (Ø 25 mm)	1 pack de 100 pièces
		
681828	Manchons à plâtre	1 pack de 2 pièces
		
681827	Plaque nominative	1 pièce
		
662492	Joints toriques	1 pack de 2 pièces
		
681825	Tige incisive pour CA 3.0	1 pièce
		
759247	Tige incisive pour CA 3.0 LARGE	1 pièce
		
681826	Support de tige incisive	1 pièce
		
662503	Vis à tête moletée A	1 pack de 2 pièces
		
662504	Vis à tête moletée B	1 pack de 2 pièces
		
662506	Tige de support butée d'ouverture	1 pièce
		

* Uniquement pour l'Articulateur CA 3.0

STATIC POINTER



CONDITIONNEMENT

Static Pointer 1 pièce

Réf.	Produit
662511	Static Pointer

Static Pointer Pièces de rechange

Réf.	Produit	Unité
662512	Laser pointer	1 pièce

Le Static Pointer sert principalement à vérifier la stabilité de mastication autonome de chaque dent postérieure. Il en résulte une stabilité supérieure de toute la prothèse. Il s'agit d'un instrument simple à utiliser permettant de s'assurer que les dents postérieures sont positionnées au-dessus du centre de la crête alvéolaire. Par ailleurs, les points d'analyse de modèle et les repères du gabarit d'occlusion peuvent être projetés et repris aisément sur le montage. Les erreurs systématiques sont réduites à un minimum avec cet outil.

Avantages pour l'utilisateur

- > Utilisation simple, car adapté à tous les méthodes de montage existants
- > Vérification simple de la stabilité de mastication autonome des différentes dents
- > Complément idéal du concept Condyliform® II et de la technique de montage Gerber
- > Facilite l'analyse de modèle
- > Didactique simple et offrant un soutien
- > Graduation millimétrée sur le socle

Avantages pour le patient

- > Stabilité améliorée des prothèses
- > Aucune réduction inutile de l'espace lingual
- > Efficacité masticatoire améliorée et port plus confortable

Caractéristiques techniques

- > Poids : 276 g
- > Hauteur : 170 mm
- > Largeur : 110 mm

L'appareil fonctionne avec 3 batteries boutons (LR44).

Le laser intégré est de classe 2.

POLYMASTER POLYMÉRISATION À FROID



Le POLYMASTER est un dispositif de polymérisation destiné à la coulée/pressée avec des polymères à froid. Aucune bavure acrylique n'est produite pendant le traitement, ce qui permet d'éliminer les élévations de l'occlusion. Le système de rétention comprend un aimant. Il assure un repositionnement fiable du modèle. La facilité d'encastrement des modèles permet une manipulation plus douce et évite le pressage incorrect.

Matériau et design

- > Design ergonomique de Milani
- > Construction légère en aluminium
- > Verrouillage conique précis

Propriétés

- > Suppression des suroccusions
- > Pas de bride nécessaire
- > Manipulation simple
- > Système de rétention interchangeable
- > 2 ans de garantie sur la casse de matériel (dans le cadre d'une utilisation conforme)

Avantages économiques

- > Utilisation économe de plâtre
- > Gain de temps jusqu'à 25 minutes par rapport aux autres procédés de pressée et injection

Caractéristiques techniques

- > Poids : 1.8 kg
- > Hauteur : 9 cm
- > Diamètre : 13.5 cm

CONDITIONNEMENT

POLYMASTER 1 pièce

Réf.	Produit
662509	POLYMASTER avec 2 Plaques magnétiques de rétention, 1 Clé Allen, 1 Instructions d'utilisation

POLYMASTER Pièces de rechange

Réf.	Produit	Unité
662474	Clé Allen	1 pièce
662510	Plaques magnétiques de rétention	1 pack de 2 pièces

Instructions pas à pas



1 Remplir la partie inférieure de plâtre.



2 Insérer la prothèse en cire avec le côté de la clé en silicone.



3 Appliquer le plâtre sur le modèle et le couvercle du POLYMASTER et fermer.



4 Après le temps de durcissement du plâtre, ouvrir le POLYMASTER. Faire couler AESTHETIC BLUE dans l'empreinte négative, le repli gingivo-buccal et le palais du modèle.



5 Fermer POLYMASTER.

MOUFLE JST POLYMÉRISATION À CHAUD



Le moufle JST a été mis au point en collaboration avec le maître prothésiste Jürg Stuck. Trois vis creuses à six pans maintiennent les deux parties du moufle ensemble et rendent l'utilisation d'une bride superflue.

Des guides coniques en acier centrent les parties supérieure et inférieure du moufle et assurent un ajustement sans fente. Lors de l'utilisation des couleurs AESTHETIC Intensive Colors (remplissage multicolore de la gencive), il est possible d'éviter la surpressée grâce à une méthode de fermeture asymétrique.

Propriétés

- > Les parties inférieure et supérieure se vissent sans avoir à recours à une bride
- > Matériau stable
- > Large diamètre intérieur pour les prothèses de grande taille et les prothèses partielles
- > Contre-partie du moufle haute permettant le placement de la prothèse en position idéale
- > Surfaces intérieures coniques pour faciliter l'extraction des prothèses
- > Ajustement précis grâce aux vis en carbure de tungstène et aux ergots de calage

CONDITIONNEMENT

Moufle JST 1 pièce

Réf.	Produit
662545	Moufle JST avec Clé Allen pour la fermeture des moitiés du moufle

Moufle JST Pièces de rechange

Réf.	Produit	Unité
662474	Clé Allen	1 pièce
662546	Couvercle en laiton pour la partie inférieure de la moufle	1 pièce

ENREGISTREMENT. GARANTIR L'ESTHÉTIQUE ET LA FONCTION.

La détermination de la relation intermaxillaire est une des étapes les plus importantes de la réalisation de prothèses partielles et totales. Elle représente un maillon essentiel d'une chaîne logique et définit la procédure à suivre et le temps à prévoir pour les étapes ultérieures. Un enregistrement optimal est primordial pour l'esthétique et la fonction finales.





CRS SET 10

SET D'ENREGISTREMENT CANDULOR



Set pour enregistrement intraoral selon McGrane pour les prothèses totales

Le set d'enregistrement sert à l'enregistrement de la position centrée des condyles dans les ATM (articulation temporo-mandibulaire) pour les restaurations totales.

CRS SET 15

SET D'ENREGISTREMENT CANDULOR



Set d'enregistrement intraoral selon McGrane, pour mâchoires partiellement ou totalement dentées ainsi que pour le contrôle des prothèses totales

Le set d'enregistrement sert au contrôle des prothèses totales et à l'enregistrement de la position centrée des mâchoires partiellement ou totalement dentées.

CONDITIONNEMENT

CRS Set 10 1 set

Réf.	Produit
662513	CRS Set 10 avec 1 Pointe d'enregistrement courte, 1 Pointe d'enregistrement longue, 1 Plateau d'enregistrement, 1 Plateau de pointe support petit format, 1 Plateau de pointe support grand format, 6 Vis et rondelles pour plateau d'enregistrement, 6 Plateaux en plexiglas, 1 CANDULOR Marker

CRS Set 10 Pièces de rechange

Réf.	Produit	Unité
662514	Pointe d'enregistrement courte	1 pièce
662515	Pointe d'enregistrement longue	1 pièce
662516	Plateau d'enregistrement	1 pièce
662517	Plateau de pointe support petit format	1 pièce
662518	Plateau de pointe support grand format	1 pièce
662519	Vis et rondelles pour plateau d'enregistrement	1 pack de 5 pièces
662520	Plateaux en plexiglas	1 pack de 5 pièces
696276	CANDULOR Marker	1 pièce

CRS Set 15 1 set

Réf.	Produit
662521	CRS Set 15 avec 1 Plateau d'enregistrement 1, 1 Plateau d'enregistrement 2, 1 Plateau d'enregistrement 3, 1 Plateau d'enregistrement 4, 1 Plateau de pointe support, 1 Pointe d'enregistrement avec bague courte, 1 Pointe d'enregistrement avec bague longue, 6 Rondelles en plexiglas, 1 CANDULOR Marker

CRS Set 15 Pièces de rechange

Réf.	Produit	Unité
662522	Plateau d'enregistrement 1	1 pièce
662523	Plateau d'enregistrement 2	1 pièce
662524	Plateau d'enregistrement 3	1 pièce
662525	Plateau d'enregistrement 4	1 pièce
662526	Plateau de pointe support	1 pièce
662527	Pointe d'enregistrement avec bague courte	1 pièce
662528	Pointe d'enregistrement avec bague longue	1 pièce
662529	Rondelles en plexiglas	1 pack de 10 pièces
696276	CANDULOR Marker	1 pièce

CRS SET 20

SET D'ENREGISTREMENT CANDULOR



Méthode d'enregistrement par mouvements d'ouverture et de fermeture

Le set d'enregistrement sert à la détermination de la relation intermaxillaire pour le maxillaire denté et édenté. Même de petites corrections occlusales sur la restauration prothétique peuvent être effectuées directement dans la bouche du patient. Ce set d'enregistrement est surtout idéal pour les patients présentant une mobilité restreinte et pour les patients nécessitant un espace important pour la langue. Il est utilisé dans le cadre de mesures prothétiques et de thérapies fonctionnelles.

CANDULOR MARKER

FEUTRE DE MARQUAGE DES PLATEAUX D'ENREGISTREMENT



Le CANDULOR Marker convient au marquage des plateaux d'enregistrement des sets CRS. Pour ce faire, les plaques doivent être légèrement réchauffées (par ex. avec un bec Bunsen, un briquet, etc.) et peuvent ensuite être marquées avec le CANDULOR Marker. Le feutre de marquage est hydrophobe et convient de manière optimale au marquage/à l'étiquetage de surfaces lisses, comme le métal, le verre, le cellophane et la résine. Les marquages peuvent être retirés au moyen de désinfectants/lingettes désinfectantes courant(e)s.

CONDITIONNEMENT

CRS Set 20 1 set

Réf.	Produit
681829	CRS Set 20 avec 2 Plateaux d'enregistrement petit, 2 Plateaux d'enregistrement grand, 1 Pointe d'enregistrement avec bague courte, 1 Pointe d'enregistrement avec bague longue, 1 CANDULOR Marker

CRS Set 20 Pièces de rechange

Réf.	Produit	Unité
681830	Plateau d'enregistrement petit	1 pièce
681831	Plateau d'enregistrement grand	1 pièce
662527	Pointe d'enregistrement avec bague courte	1 pièce
662528	Pointe d'enregistrement avec bague longue	1 pièce
696276	CANDULOR Marker	1 pièce

CANDULOR Marker 1 pièce

Réf.	Produit
696276	CANDULOR Marker

BROSSE POUR PROTHÈSES POUR LE NETTOYAGE DES PROTHÈSES



Avec cette brosse pour prothèses, CANDULOR offre un nettoyage efficace des prothèses. La largeur de la brosse offre un contact de surface optimal qui permet un nettoyage efficace de l'extrados. La brosse plus petite, effilée, permet un accès facile dans les espaces réduits de l'intrados. Il permet de retirer efficacement les dépôts et restes de nourriture des dents et des prothèses. Les poils de la brosse, arrondis et en nylon, évitent de rayer les corps des prothèses. La grande poignée permet de contrôler le passage de la brosse tout en facilitant le nettoyage des prothèses. Grâce à l'ergonomie spéciale de la poignée, ainsi que des positions antidérapantes, le nettoyage est facile même pour les personnes aux mouvements limités.

Propriétés

- > Nettoie et retire efficacement les restes de nourriture et les dépôts
- > Pas de rayures sur les dents et les prothèses
- > Poignée ergonomique pour un passage contrôlé de la brosse
- > La poignée anti-dérapante permet une tenue sûre, même quand la brosse est mouillée

CONDITIONNEMENT

Brosse pour prothèses 1 pièce

Réf.	Produit
662536	Brosse pour prothèses



SSOP (SWISS SCHOOL OF PROSTHETICS BY CANDULOR).

APPRENDRE,
COMPRENDRE ET
UTILISER LA PROTHÈSE.

Avec le programme complet de formation en prothèse amovible, la SSOP ouvre une nouvelle voie vers le succès du traitement prothétique au laboratoire et au cabinet. L'objectif étant l'optimisation des compétences professionnelles ainsi que l'épanouissement personnel.







DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES EFFICACES AVEC LA SSOP

Les formations de la SSOP ne se limitent pas au produit et à son utilisation. Le programme permet d'acquérir un savoir complet sur les prothèses amovibles et de devenir un expert étape par étape – avec des sessions théoriques et pratiques ainsi que des modules successifs.

Avantages

- > Développement de l'expertise dans une niche professionnelle passionnante, quel que soit votre méthode de travail : analogique, numérique ou hybride
- > Gagnez en routine, en sécurité et en assurance lors de la réalisation de restaurations prothétiques complexes de qualité
- > Des patients satisfaits grâce à des solutions pertinentes qui contribuent à améliorer leur qualité de vie

La SSOP a la formation qu'il vous faut

- > Quel que soit votre niveau de connaissances, que vous soyez débutant ou expérimenté
- > Quel que soit votre domaine professionnel actuel : apprenti en prothèse dentaire, prothésiste dentaire qualifié ou non, denturiste/denturologiste ou dentiste diplômé

DES GENCIVES NATURELLES PAR LA CARACTÉRISATION

Le nouvel atelier « DES GENCIVES NATURELLES PAR LA CARACTÉRISATION » aborde pas à pas la détermination théorique et pratique des teintes d'une prothèse individuelle. Il met en lumière l'analyse des différentes couches gingivales et son système chromatique spécifique. La démonstration et l'entraînement pratique sont réalisés avec les teintes CANDULOR pré-mélangées 53, 55, 57 ainsi que les AESTHETIC Intensive Colors.

Programme

- > Démo – caractérisation simple avec trois teintes
- > Exercices pratiques pour les participants
- > Démo analyse des teintes, caractérisation individuelle des teintes gingivales et pigments
- > Exercices pratiques pour les participants
- > Caractérisation démo sur le PolyMaster
- > Finition et polissage
- > Finition avec le PolyMaster
- > Exercices pratiques pour les participants
- > Questions et réponses / discussion

Durée

1 jour




LA SSOP DANS VOTRE LABORATOIRE

Avec pour devise « Faites entrer la SSOP dans votre laboratoire ou cabinet dentaire », le programme de formation de la SSOP est également proposé en format Inhouse. Profitez de la venue des formateurs SSOP dans vos locaux pour renforcer vos connaissances en anatomie et prothèses et développer votre savoir-faire pratique directement dans votre laboratoire ou cabinet.

Avantages

- > Des formations ciblées aident vos collaborateurs à optimiser leur quotidien. Pour la satisfaction de toute l'équipe entre autres.
- > Les formations Inhouse sont aussi l'occasion d'inclure des matériaux et instruments que vous utilisez déjà. Et ainsi d'optimiser vos processus.
- > Une formation Inhouse signifie moins de stress et plus de temps pour les participants. C'est aussi une solution d'un bon rapport qualité-prix.

En savoir plus sur ces nouveaux formats sur :
www.ssop.swiss



CANDULOR. HIGH END ONLY.

Réf. 682739 FR12/2023 © Copyright 2023 CANDULOR AG, Glattpark (Opfikon) / * EC-REP



CATALOGUE 2024
Scanner le QR-Code.
Télécharger le PDF.
Parcourir le catalogue.

CANDULOR DENTAL GMBH*
Am Riederngraben 6
DE-78239 Rielasingen-Worblingen
T + 49 (0)7731 79 783-30
F + 49 (0)7731 28917
candulor.com
export@candulor.de

CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8
CH-8152 Glattpark (Opfikon)
T + 41 (0)44 805 90 00
F + 41 (0)44 805 90 90
candulor.com
info@candulor.ch